

Consejos de cuidado diario y solución de problemas para los auxiliares auditivos

Los auxiliares auditivos necesitan cuidado especial para asegurar su buen funcionamiento. Siga estos consejos para cuidar de ellos.

Evite la regeneración acústica. La regeneración acústica es el silbido que emiten a veces los auxiliares auditivos. Este silbido se produce cuando el auxiliar auditivo no se ajusta bien al oído. Si escucha un silbido, haga una cita con el audiólogo.

Limpie los auxiliares auditivos con regularidad. Limpie o cepille la suciedad de cualquier tipo. Es posible que el audiólogo le haya suministrado instrumentos de limpieza.

Mantenga los auxiliares auditivos secos. Esto es importante para su buen funcionamiento. La mayoría de los auxiliares auditivos no pueden estar expuestos a ningún grado significativo de humedad.

Compruebe la calidad del sonido con regularidad. El uso del dispositivo puede ayudarlo a determinar si funciona normalmente o no. ¿Qué tal es la calidad del sonido?

Compruebe el funcionamiento del suministro de energía

En el caso de los auxiliares auditivos con baterías desechables: el audiólogo le informará sobre la duración de la batería, pero quizás usted también pueda hacerse una idea a partir de su propia experiencia. Es buena idea tener siempre consigo baterías adicionales. Después de quitarle las etiquetas a las baterías, déjelas al aire libre durante unos minutos para permitir que les entre aire. Almacénelas en un lugar fresco y seco fuera

del alcance de las mascotas y los niños, las baterías son tóxicas. **Si se ingiere una batería, comuníquese con la línea directa de National Battery Ingestion Hotline al 800-498-8666.**

En el caso de los auxiliares auditivos recargables: asegúrese de colocar los auxiliares auditivos correctamente en el cargador. La mayoría de los auxiliares auditivos o los cargadores tienen una luz que le informará si están funcionando. ¿Está conectado el cargador? ¿Cargó los auxiliares auditivos durante el tiempo suficiente? La mayoría de los auxiliares necesitarán varias horas para obtener la carga máxima.

En ocasiones, no es posible solucionar en el hogar los problemas de los auxiliares auditivos. Llame a la oficina del audiólogo de inmediato para que los revise si tiene problemas. He aquí algunas preguntas que le ayudarán a decidir:

- ¿Parece que el auxiliar auditivo está roto?
¿Se ve en buenas condiciones?
- ¿Está bloqueado el micrófono? Trate de usar el cepillo del juego de instrumentos de limpieza para limpiarlo.
- ¿Está bloqueada la apertura del sonido con cerumen u otra cosa?
- ¿Encendió el auxiliar auditivo?

En el caso de los auxiliares auditivos con batería desechable: ¿Colocó correctamente la batería?

En el caso de los auxiliares auditivos recargables: ¿Dejó cargar suficiente tiempo el auxiliar auditivo? ¿Es necesario encenderlo cuando lo quita del cargador o se enciende automáticamente?

Es posible que también tenga un manual o guía del usuario para el modelo y el tipo de



Consejos de cuidado diario y solución de problemas para los auxiliares auditivos

auxiliar auditivo específicos. ¡Estos pueden ser excelentes recursos para usted!

El audiólogo está bien familiarizado con los auxiliares auditivos y tal vez le dé consejos útiles adicionales. Asegúrese de hacerle al audiólogo cualquier pregunta que tenga.

Contenido aportado por Sydney Nance, AuD, CCC-A, miembro de ASHA.

Notas:

Para información adicional y para visitar la biblioteca de la *Serie informativa de audiología*, visite www.asha.org/aud/pei/.

Para más información sobre los problemas de equilibrio, la prevención de las caídas, la pérdida de audición y los auxiliares auditivos, o para que se le envíe a un audiólogo certificado por ASHA, comunicarse con:



ASHA
American
Speech-Language-Hearing
Association

2200 Research Boulevard
Rockville, MD 20850
800-638-8255

Correo electrónico: audiology@asha.org
Sitio web: www.asha.org

Información gratuita distribuida por
La Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición (ASHA)

2200 Research Boulevard, Rockville, MD 20850 * 800-638-8255